

as human, for human
PARAMOUNT BED



眠りSCAN

×

ナースエコール

新世代ナースコールシステム ナースエコール

スマートフォン連携で もっと便利に

as human, for human
PARAMOUNT BED



眠りSCAN

×

ナースエコール

新世代ナースコールシステム ナースエコール



入居者の状態を
リアルタイムに
に確認

「ナースエコール」と「眠りSCAN」

を連携することで眠りSCANの通知をスマホで呼び出し&状態確認
居室との通話も可能になります。

行き届いた見守り・タイムリーなケア

見守り支援と個別ケアへの活用



as human, for human
PARAMOUNT BED



眠りSCAN



高機能・高拡張性

ナースコールシステム

ナースエコール

新世代ナースコールシステム ナースエコール



ご相談、お問い合わせ



0120-98-7751

メールでのお問い合わせも
お気軽にどうぞ！



toiawase@meidentsu.co.jp

ポイント
1

多種多様な端末に対応

スマートフォンの他、ハンディナーズPHS・PC・多機能電話でも連携可能

ポイント
2

応答できない状況でも安心

バックグラウンド待機時でも通知を感知 応答がない場合リトライする設定も可能

ポイント
3

施設に合った使い方が可能

既存ナースコールとのスマホ・PHS連動・館内内線・外線電話としての運用可能です

ポイント
4

入居者の状態をリアルタイムに送信

入居者の覚醒・起き上がり・離床の状態変化の通知とナースコールの呼び出しを各端末に送ります

※iOS/アンドロイド対応(対応機種はお問合せください)



多機能電話機



PHS



スマートフォン




PC



入居者の呼び出し状況を表示

システムイメージ図



安全上のご注意

- 本システムは通信機器です。
- 本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本システムを常に安全にご使用いただくため、定期点検等による保守契約をお勧めします。詳細はお問い合わせください。

- 眠りSCANはパラマウントベッド株式会社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2021年1月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●掲載内容はオプション機能も含まれます。

名電通株式会社

本社 〒462-0868 名古屋市中区栄2丁目20番地
TEL (052) - 915-1121 FAX (052) - 916-3637

東京支社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9番4号 東駿アネックスビル4階
TEL (03) - 5643-8621 FAX (03) - 5643-8628

関西支社 〒541-0053 大阪市中央区本町3丁目2番6号 本町ドリームビル5階
TEL (06) - 4963-7611 FAX (06) - 4963-7615

栄ショールーム 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目16番19号 丸の内ニューネットビル6階
TEL (052) - 211-7131 FAX (052) - 211-7661

●<http://www.meidentsu.co.jp/>
名電通サイト

●<http://www.nursecall-e.com/>
ナースエコー心専用サイト

●ナースエコー心のご相談、お問い合わせは